

DigitalPulse

画面遷移図

Screen Transition Diagram / DP-STD-001

作成者: 辰田
作成日: 2026年5月5日
版数: 1.0
上位文書: DP-RD-001 要件定義書

凡例

画面	通常画面	認証判定	認証ガード	処理	アクション・処理	→ 通常遷移	エラー・認証失敗	--> エラー/認証失敗
----	------	------	-------	----	----------	--------	----------	--------------

全体画面遷移フロー一覧

遷移元		遷移先	トリガー / 条件
S1: ランディングページ	→	S2: ログインページ	「Sign In to System」ボタンクリック
S2: ログインページ	→	A1: 認証処理	「Login」ボタン押下
A1: 認証処理(成功)	→	G1: 認証ガード	POST /api/auth/login 成功
A1: 認証処理(失敗)	-->	S2: ログインページ	ID/PW エラー → ページ内にエラー表示・再入力
G1: 認証ガード(認証済)	→	S3: ダッシュボード	status === "authenticated"
G1: 認証ガード(未認証)	-->	S1: ランディングページ	status === "unauthenticated" → LP へ強制リダイレクト
S3: ダッシュボード	→	S6: ECG解析詳細	テーブル行の「VIEW」ボタンクリック
S3: ダッシュボード	→	S4: 患者一覧	サイドバー「Patients」リンク
S3: ダッシュボード	🔄	S3: ダッシュボード	CSV インポート → AI解析後にリスト自動更新
S4: 患者一覧	→	S3: ダッシュボード	「VIEW HISTORY →」→ 患者IDフィルタ付きで遷移
S4: 患者一覧	→	S5: 患者詳細	患者カードクリック
S5: 患者詳細	→	S6: ECG解析詳細	検査履歴レコードクリック
S5: 患者詳細	🔄	S5: 患者詳細	「Upload & Analyze →」→ ページ再読み込み
S5: 患者詳細	←	S4: 患者一覧	「← Back to Directory」リンク
S6: ECG解析詳細	←	S3: ダッシュボード	「← Dashboard」ボタン
S6: ECG解析詳細	→	A2: PDFエクスポート	「📄 PDF Report」ボタン → html2pdf.js で A4 生成
S6: ECG解析詳細	→	A3: コメント保存	「Update Report」→ PUT /api/ecg/{id}/comment
任意認証済画面	-->	S1: ランディングページ	サイドバー「Sign Out」→ LP へリダイレクト

各画面の詳細・遷移トリガー一覧

[S1] ランディングページ / (未認証)	[S2] ログインページ /login
未ログイン時にアクセスすると表示されるトップページ。アニメーション付きヒーローセクションとシステムの特長 (AI Analysis / Smart Filtering / Visual Reports) を訴求する。 [ボタン] 「Sign In to System」クリック → S2 ログインページへ遷移 [ガード] ログイン済み状態でアクセス → S3 ダッシュボードへ	ユーザー名・パスワードの入力フォーム。NextAuth の CredentialsProvider を使用。エラー時はページ内にエラーメッセージを表示する。 [ボタン] 「Login」押下 (認証成功) → S3 ダッシュボードへリダイレクト [エラー] ID/PW 不一致 → S2 に留まり「IDまたはパスワードが正しくありません」を表示
[G1] 認証ガード (AppLayout) 全ページ共通	[S3] ダッシュボード / (認証済)
全ページを包む AppLayout コンポーネントが useSession() でセッション状態を監視。未認証ユーザーを強制リダイレクトするセキュリティ層。 [認証済] status === "authenticated" → S3～S6 を正常表示 [未認証] status === "unauthenticated" かつ pathname ≠ "/" → S1 LP へ強制リダイレクト [ロード中] status === "loading" → スピナー表示	メイン画面。統計カード (Total / Anomalies / Pending)、ECGレコード一覧テーブル、患者IDフィルタ、異常フィルタグル、CSV一括インポートを提供。 [ボタン] テーブル行の「VIEW」→ S6 ECG解析詳細へ遷移 [サイドバー] 「Patients」リンク → S4 患者一覧へ遷移 [処理] CSVファイル選択 → POST /api/ecg/import → AI解析後にリスト自動更新 [処理] 患者ID検索・異常フィルタ → GET /api/ecg/search → 同画面内でリスト更新 [Sign Out] サイドバー「Sign Out」→ S1 LP へリダイレクト
[S4] 患者一覧 /patients	[S5] 患者詳細 /patients/{id}
登録済み患者をカード形式で一覧表示。「+ 新規患者登録」ボタンでインラインフォームを表示し、氏名・年齢・性別を登録できる。 [ボタン] 患者カードの「VIEW HISTORY →」→ S3 ダッシュボード (?searchId={id} パラメータ付き) [カードクリック] 患者カード → S5 患者詳細へ遷移 (/patients/{id}) [処理] 「患者情報をデータベースに保存」→ POST /api/patients → リスト自動更新 [サイドバー] 「Dashboard」リンク → S3 ダッシュボード	特定患者の基本情報 (氏名・年齢・性別) と検査履歴一覧を時系列で表示。この患者専用のCSVアップロードも可能。 [リスト行] 検査履歴レコードクリック → S6 ECG解析詳細へ遷移 [処理] 「Upload & Analyze →」→ POST /api/ecg/import (patientId固定) → ページ再読込 [リンク] 「← Back to Directory」→ S4 患者一覧へ戻る
[S6] ECG解析詳細 /records/{id}	
心電図1件の詳細ページ。波形グラフ (Recharts AreaChart)・AI診断結果 (5分類)・信頼度・AI生成所見を表示。医師がコメントを修正・追記して保存できるほか、PDFレポートとしてダウンロードできる。 [ボタン] 「← Dashboard」→ S3 ダッシュボードへ戻る [処理] 「PDF Report」→ html2pdf.js で A4 PDF を生成しダウンロード [処理] 「Update Report」→ PUT /api/ecg/{id}/comment でコメント保存 [ガード] 未認証でアクセス → G1 により S1 LP へリダイレクト	